

MANUALE USO MASCHERINA

“TIPO CHIRURGICO” MOD. CRISSIE

La mascherina mod. CRISSIE di seguito DPI è un dispositivo di protezione individuale di CAT. I e ha lo scopo di proteggere le vie aeree da lievi schizzi (sulle labbra o alle narici) di prodotti chimici non aggressivi tipo detersivi per le pulizie (detersivi e/o altri tipi atti alla sanificazione), polvere sollevata dal vento o altre condizioni simili. Nelle lavorazioni e/o preparazioni alimentari per evitare la contaminazione del prodotto per la sua capacità di assorbire goccioline di saliva emesse durante una conversazione, o per chi ha problemi di rinorea ricorrente cronica o occasionale acuta. Indicato anche vista la sua capacità assorbente, di tutelare i terzi da goccioline di saliva durante una conversazione .

Informazioni per la conservazione e utilizzo

- a) **istruzioni per la conservazione:** il DPI va tenuto e conservato lontano da fonti di calore, al riparo da luce solare diretta e in luogo asciutto, diversamente non può più essere considerato un DPI, poiché ne perde le caratteristiche tecniche.
- b) **Impiego: il DPI va utilizzato per gli usi sopra descritti, non è un DPI di CAT II E III e pertanto non può essere utilizzato per tale scopo.**

1. MODALITÀ DI USO: è importante indossare e smaltire la mascherina in maniera corretta, altrimenti può costituire una fonte di infezione diventando essa stessa un ricettacolo di germi e batteri. Prima di aprire la confezione delle mascherine o estrarne una è necessario un accurato lavaggio delle mani.

Per indossarle correttamente:

1. Lavarsi le mani;
2. Sistemare la mascherina sul viso in modo da coprire naso e bocca;
3. (se con lacci) Posizionare i lacci superiori, stringerli e legarli in modo da mantenere il lembo superiore della mascherina sul naso e la mascherina aderente al viso;
4. (se con lacci) Posizionare i lacci inferiori sulla nuca, stringerli e legarli in modo da far aderire bene la mascherina al viso;
5. (se con elastici) inserire le dita in entrambi gli elastici (dalla parte esterna) e aprendo la mascherina portare gli elastici dietro le orecchie;
6. Tirare la mascherina chirurgica dall'alto e dal basso per aprire le pieghe e distenderla completamente sulle parti da proteggere;
7. Modellare la barretta sul naso in modo da aver la massima adesione al viso;
8. Mentre si indossa la mascherina evitare di toccare la mascherina con le mani e se proprio necessario effettuare il lavaggio prima e dopo aver toccato la mascherina.

RINASCENTE SRLS

Per toglierle:

1. Lavarsi le mani;
 2. (se con lacci) Sciogliere i lacci inferiori;
 3. (se con lacci) Sciogliere i lacci superiori avendo cura che la mascherina non cada;
 4. Portare lentamente in avanti le mani;
 5. Gettare la mascherina all'interno di un sacchetto di raccolta che deve essere dedicato alle mascherine e deve essere smaltito avendo cura di non toccare le mascherine all'interno;
 6. Lavarsi le mani
2. DA UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE PER QUELLO A CUI E' DESTINATA, ogni utilizzo diverso esonera il produttore da ogni forma di responsabilità.
3. PER QUANTO TEMPO: secondo necessità ed al massimo fino a che il dispositivo non si inumidisce con il respiro, la salivazione o a causa della rinorrea.



PULIZIA, MANUTENZIONE, REVISIONE : Trattasi di DPI ad utilizzo limitato nel tempo, pertanto va mantenuto pulito per tutta la durata del suo utilizzo e conservato secondo le più elementari norme igieniche. Va smaltito dopo ogni utilizzo secondo le normative vigenti. Può essere fonte di batteri e/o germi. GETTARE NEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON SFUSO.

**PER LA PRODUZIONE VIENE UTILIZZATO
TESSUTO NON TESSUTO : 100% PP
ELASTICO : 54% PL + 46% EL
TUTTO CERTIFICATO OEKO-TEX ASSENZA
SOSTANZE NOCIVE PER LA SALUTE DELLE PERSONE**

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100 
Testato per sostanze nocive.
www.oeko-tex.com/standard100

CE Regolamento
(UE) 2016/425
DPI CAT. I

Prodotto da RINASCENTE srls
Via Roberto Lepetit 8/10 Milano 20124
Prodotto in Italia
P.I. e C.F. : 11243150965
Tel. 351-8429840
Pec: rinascente200420@pec.it
Mail: rinascente_srls@libero.it



INDIFFERENZIATA

